

ラット・マウス血圧計BP-98A-L仕様確認書

1/2017

どのような測定をするのかを、以下の内容に基づいて確認して下さい。各項目をチェックすると仕様が決まります。

ラットとマウスのどちらを測るのか？

測定するラットの尾のサイズは？

測定する匹数はどのくらいか？

(表の数は1匹を3回測定した場合の目安で、室温、保温温度、環境、個体差、測定条件によって異なります)

	ラットの測定			マウスの測定		
動物のサイズ 尾の直径 プローブサイズ	標準サイズ 250g~400g 9~12mm M <input type="checkbox"/>	小さいサイズ 150g~250g 6~9mm S <input type="checkbox"/>	大きいサイズ 400g~600g 12~15mm L <input type="checkbox"/>	マウス 15g~40g 2.5~5.5mm マウス <input type="checkbox"/>	40~60g	
ネットのサイズ	L <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>	Mm <input type="checkbox"/>	Sm <input type="checkbox"/>	Lm <input type="checkbox"/>
ポケットのサイズ	M <input type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>	O <input type="checkbox"/>	Mm <input type="checkbox"/>	Lm <input type="checkbox"/>
測定匹数(約n匹) 保温筒TC-60の数	少ない(6~10/時) 1匹仕様 <input type="checkbox"/> Aセット	多い(20~30/時) 3匹仕様(2ヶ増設) <input type="checkbox"/> Bセット		少ない(15/時) 1匹仕様 <input type="checkbox"/> マウスAセット	多い(40/時) 3匹仕様 <input type="checkbox"/> マウスBセット	
オプション						
プリンター用紙	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
特大保温筒キット	TC-75 <input type="checkbox"/> 600g以上の肥満ラット等の測定用					
ラットカフ	S <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>	マウスカフ <input type="checkbox"/>		

すぐに実験を始めるようであれば、消耗品のラットカフ、マウスカフ、やプリンター用紙は必要です。

600g以上のラットを測定する場合は特大保温筒キットTC-75が必要になります。

通信ソフトウェアBP98AWUは、Windows7以降の動作するパソコンで使用できます。

その他、不明な点があれば、お電話等にてお問い合わせ下さい。

株式会社ソフトロン

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 4-45-4
TEL03(3312)3432 FAX03(3312)3403
<http://www.softron-tokyo.co.jp>